



Visión del Producto

Safe n Simple se enfoca en la calidad del producto, la seguridad del paciente y la contención del costo. Introduciendo nuestras partículas a base de colágeno para el cuidado de heridas. Estamos orgullosos del lanzamiento de Simpurity nuestra línea para el cuidado the heridas. Simpurity, productos para el cuidado the heridas, sigue la medicina basada en evidencias, facilita el sanamiento de las heridas y mejora los resultados del paciente mientras (cuida su presupuesto) reduce su costo.

Simpurity partículas a base de colágeno nos proporciona el cuidado profesional de nuestra salud con flexibilidad y adaptación de colágeno en heridas de variadas proporciones. Simpurity partículas a base de colágeno es un colágeno bovino de grado médico liofilizado que se presenta como partículas blancas, limpias. Y como un Tejido conectivo humano, Simpurity apósitos a base de colágeno para heridas son ricos en un tipo de colágeno con una estructura porosa única, que provee una excelente absorción y andamiaje para la proliferación y migración celular.

Simpurity colágeno proporciona colágeno sustrato para desviar la digestión de metaloproteinasas de la matriz (MMP) de los tejidos curativos reduce la inflamación para que pueda retrasar o prevenir la curación. Simpurity fragmentos de colágeno proporciona ingredientes para la regeneración de tejidos y la estructura 3D del andamio, permite que las fibroblastos migre a través de la herida, de esta manera facilita la granulación, angiogénesis y reparación de tejidos. En heridas agudas. Simpurity colágeno activa de manera rápida las plaqueta y los factores de coagulación para así inducir hemostasis.

Características del producto

- Fácil de aplicar y conformidad superior para la herida
- Crea un suave, conforme gel en contacto con el fluido de la herida
- El andamio poroso es altamente biocompatible y fomenta la curación
- El proceso de reticulación aumenta la fuerza mecánica y modera la digestión enzimática
- Alta absorción de exudada y la retención proporciona un ambiente húmedo favorable para la curación de la herida
- Puede ser empleado como apósito hemostático
- 100% colágeno bovino nativa sin de gerir, ni blanquear

Indicaciones

- Parcial/completo grosor de la herida
- Heridas tunezadas, indeterminadas o quirúrgicas
- Heridas crónicas bajas o moderadamente exudadas, tales como:
 - Úlceras de pie diabético
 - Úlceras de piernas venosas
 - Úlceras de decúbito
- Manejo de sangrado leve en heridas agudas o quirúrgicas
- Post desbridamiento para hemostasia

Producto	Artículo #	Unidades/Caja	Cajas/Estuche	HCPC
1g Vial	SNS5001G	5	6	A6010
1g Packet	SNS5221G	10	6	A6010